

# PROTOCOLO DE ASEPSIA DE LOS EQUIPOS Y SUPERFICIES

Una vez terminado el acto clínico con un paciente, tanto el equipo como **las superficies de trabajo se consideran contaminadas** y han de ser tratadas con toallas o paños impregnados en desinfectantes químicos

## Desinfectantes químicos a usar

Glutaraldehído al 2%; cloro; compuestos clorados; formaldehído; peróxido de hidrógeno estabilizado, fenólicos y alcoholes

Una vez terminado el protocolo de limpieza, deben **retirarse los guantes y mascarillas, y lavarse las manos**

Cabecero de la silla; botones de control del sillón; mesa de instrumentos; asas e interruptor del foco de luz; mangueras de piezas de mano; manguera de jeringa agua/aire; encimeras; asas de cajones; unidad de rx; mango y puntas de lámpara de fotopolimerización, mangos del grifo y mangueras de eyectores

Todo procedimiento de limpieza debe realizarse siempre con **guantes y mascarillas** por parte del personal clínico

